



Crown_Lab® Mueller Hinton Agar (MHA) Plate



Komposisi:
Beef infusion
Solid, Starch,
Casein
hydrolysate,
Agar.



Tersedia dalam
kemasan 10
disposable
plates MHA
steril.

Mueller Hinton Agar merupakan medium umum yang digunakan dalam metode difusi cakram, yaitu metode sederhana dan banyak digunakan untuk menguji kerentanan isolat bakteri terhadap antibiotik.

Medium MHA CTI (Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*)



Medium MHA Pemanding (Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*)



Escherichia coli

Organism	Standart Zone
Chloramphenicol C 30 mg	29-37 mm
Cefotaxime CTX 30 mcg	29-35 mm
Gentamicin GEN 10 mcg	19-26 mm
Sulphafurazole SF 300 mcg	15-23 mm

Staphylococcus aureus

Organism	Standart Zone
Oxacillin OX 1 mcg	18-24 mm
Cefotaxime CTX 30 mcg	23-29 mm
Tetracyclin TE 30 mcg	18-56 mm
Ciprofloxacin CIP 5 mcg	22-30 mm

Pseudomonas Aeruginosa

Organism	Standart Zone
Ceftazidime CAZ 30 mcg	22-29 mm
Ciprofloxacin CIP 5mcg	30-40 mm
Cephotaxime CTX 30 mcg	18-22 mm
Piperacillin PI 100 mcg	12-18 mm

