

● CRown_Lab® Chocolate Agar Base



KEMENKES RI AKD 10302420195

*Chocolate Agar plate CTI (Bakteri Neisseria gonorrhoea) **kiri***

*Chocolate Agar plate Pemanding (Bakteri Neisseria gonorrhoea) **kanan***

CRown_Lab® Chocolate Agar Base merupakan media yang diperkaya dan digunakan untuk isolasi mikroba khususnya Neisseria dan Haemophilus pada sampel klinis. Chocolate Agar diperkaya dengan berbagai nutrisi dan penambahan darah 5% dari total volume media.

CRown_Lab® Chocolate Agar Base telah dilakukan validasi internal terhadap mikroorganisme yang ada seperti, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae.



Komponen material :
Peptone bacteriological, Hm peptone, Sodium chloride, Agar powder

Satu kemasan untuk 1 L larutan



Digunakan untuk mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes dan Neisseria gonorrhoeae.



Produksi dalam negeri dan ekonomis

| | |
|---------------------|--|
| Kondisi Penyimpanan | Pada suhu ruang berkisar antara suhu 18oC -27oC |
| Masa Simpan | Masa simpan produk jadi CRown_Lab®Chocolate Agar Base selama 1 tahun |

Contact Now

0751 4643632

teknologi@crownidn.com

crownidn.com/CTI